

Anti-Pi3K P85A/P55Γ/P85B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Artikelnummer: CM0023320



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die PI3K-regulatorischen Untereinheiten p85α, p55γ und p85β (PIK3R1, PIK3R2, PIK3R3) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Insulinsignal- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3KP85α/P55γ/P85β Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; PI3KP85α/P55γ/P85β
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5295/5296/8503
Gen-ID	8503/5295/5296
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400 bis 500 von menschlichem PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3 (NP_852664.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Proteingewicht	42-54 kDa/81-84 kDa
Versand	Eisbeutel