


Anti-PI4K2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tcg2

Artikelnummer: CM0023528



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PI4K2B gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt Phosphatidylinositol-4-Kinase Typ 2-beta, beteiligt an der PI4P-Synthese und dem vesikulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI4K2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIK42B; PI4KIIB; PI4K2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55300
Gen-ID	55300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von menschlichem PI4K2B (NP_060793.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TCG2
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel