


Anti-Pi4Ka-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42356

Artikelnummer: CM0021971



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PI4KA, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PI4KA. Ideal für die Erforschung der Phosphatidylinositol-Signalübertragung und der spastischen Paraplegie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI4KA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SPG84; GIDID2; PIK4CA; PMGYCHA; pi4K230; PI4K-ALPHA; PI4KA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1780-1860 des humanen PI4KA (P42356) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42356
Proteingewicht	237 kDa
Versand	Kühlakku