


Anti-Pias1+Pias1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75925/O75928

Artikelnummer: CM0012172



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der PIAS1 und PIAS2 erkennt, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogene Spiegel bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von SUMOylierung, STAT-Signalisierung und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIAS1+PIAS2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	DDXBP1; GBP; GU/RH-II; ZMIZ3; PIAS1+PIAS2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8554/9063
GeneID	8554/9063
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 552-651 von humanem PIAS1+PIAS2 (O75925) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75925/O75928
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Eisbeutel