

Anti-Pias2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75928

Artikelnummer: CM0024953



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PIAS2 (E3 SUMO-Protein-Ligase PIAS2), validiert in WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von SUMOylierung, transkriptioneller Regulation und Steroidhormon-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIAS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Spezies	Mensch
Gen-ID	9063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 420-621 von humanem PIAS2 (NP_004662.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75928
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel