

Anti-Pias3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q9Y6X2

Artikelnummer: CM0014774



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIAS3, eine E3-SUMO-Ligase, die an der STAT-Signalübertragung und Sumoylierung beteiligt ist. Geeignet für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen, validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIAS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZMIZ5; PIAS3
Spezies	Human
Gen-ID	10401
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 399-628 von humanem PIAS3 (NP_006090.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y6X2
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel