

Anti-Pias4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N2W9

Artikelnummer: CM0027794

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches PIAS4, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für die Erforschung von SUMOylierung, transkriptioneller Regulation und DNA-Reparaturwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIAS4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	PIASY; Piasg; ZMIZ6; PIAS-gamma; PIAS4
Spezies	Mensch
GenID	51588
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-260 von menschlichem PIAS4 (NP_056981.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N2W9
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel