

Anti-Pibf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wxw3

Artikelnummer: CM0014820

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes PIBF1 (CEP90), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Zentrosomenbiologie, die Ziliogenese und die Forschung an progesteronvermittelten Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIBF1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10464
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 598-757 von humanem PIBF1 (NP_006337.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WXW3
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel