

Anti-Pibf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxw3

Artikelnummer: CM0026500

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIBF1 (PIBF/CEP90/JBTS33) für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Ziliogenese, Progesteron-Signalisierung und reproduktiven Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIBF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIBF; CEP90; JBTS33; C13orf24; PIBF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10464
GenID	10464
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PIBF1 (Q8WXW3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXW3
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel