


Anti-Pick1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrd5

Artikelnummer: CM0015434



Einführung

Hochspezifischer anti-PICK1-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen, zielt auf humanes PICK1 ab, ein Protein, das an synaptischer Plastizität und Rezeptor-Trafficking beteiligt ist. Ideal für Neurowissenschaftsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PICK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9463
GenID	9463
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem PICK1 (NP_036539.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRD5
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel