


Anti-Pick1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Nrd5

Artikelnummer: CM0017922



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen PICK1, validiert für IHC-P und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Rolle des PRKCA-bindenden Proteins bei der synaptischen Plastizität und dem Rezeptor-Trafficking in menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PICK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PICK; PRKCABP; PICK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9463
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von menschlichem PICK1 (NP_036539.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRD5
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel