

Anti-Pid1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q7Z2X4

Artikelnummer: CM0018412

Einführung

Anti-PID1 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP und ELISA. Detektiert PID1 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Zytoplasmatisches Protein, das an der Proliferation von Präadipozyten beteiligt ist; geeignet für Adipositas- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PID1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PCL11; NYGGF4; P-CL11; HMFN2073; PID1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 124-248 von humanem PID1 (NP_060403.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z2X4
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel