


Anti-Pidd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hb75

Artikelnummer: CM0025490



Einführung

PIDD Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA Anwendungen; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf p53-induziertes Todesdomänen-Protein 1, Schlüsselrolle in der DNA-Schädigungsantwort und Apoptosewegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIDD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LRDD; PIDD; MRT75
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55367
GenID	55367
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-85 von menschlichem PIDD (NP_665893.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HB75
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel