


Anti-Piezo1 (Fam38A) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92508

Artikelnummer: CM0026309



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PIEZO1 (FAM38A), eine Komponente des mechanosensitiven Ionenkanals. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Berührungs-/Schmerz- und Gefäßforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM38A/PIEZO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9780
GenID	9780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2230-2420 von humanem FAM38A/PIEZO1 (NP_001136336.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92508
Proteingewicht	287kDa
Versand	Eisbeutel