


Anti-Piezo1/Fam38A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92508

Artikelnummer: CM0029044



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen PIEZO1-mechanosensitiven Ionenkanal, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung in Mechanotransduktion, Tastsinn und vaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FAM38A/PIEZO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6
Spezies	Human
GeneID (Human)	9780
GeneID	9780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1811-1952 des humanen FAM38A/PIEZO1 (NP_001136336.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92508
Proteingewicht	287kDa
Versand	Eisbeutel