

Anti-Pif4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8W2F3

Artikelnummer: CM0019368

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen den Transkriptionsfaktor PIF4 aus *Arabidopsis thaliana*, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung zu Phytochrom-Signalgebung, Licht- und Temperaturstressantwort und pflanzliche Thermomorphogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIF4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; Phytochrom-interagierender Faktor 4; SRL2; PIF4
Spezies	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GenID (Mensch)	818903
GenID	818903
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von <i>Arabidopsis thaliana</i> PIF4 (NP_565991.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q8W2F3
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eispack