

Monoklonaler Anti-Schwein-Cd27-Antikörper Für Fc - L7Qhb1

Artikelnummer: CM0011819

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Anti-Schwein-CD27-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Schweine-CD27-Antigen, einen kostimulatorischen Immun-Checkpoint-Rezeptor. Ideal für Forschungsanwendungen zu T-Zellen, NK-Zellen und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Schwein-CD27-mAb
Spezies	Schwein
GeneID (Mensch)	939
GeneID	100520023
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-180 des Schweine-CD27 entspricht (NP_001265692.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Schwein
SWISS	L7QHB1
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku