

Anti-Pigm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H3S5

Artikelnummer: CM0024267

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIGM, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Detektiert eine Bande von ungefähr 49 kDa. Geeignet für Forschung zur GPI-Anker-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIGM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPI-MT-I; PIGM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	93183
GenID	93183
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 35-96 von humanem PIGM (NP_660150.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3S5
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eispackung