

Anti-Pigo-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Teq8

Artikelnummer: CM0019959

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIGO, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung zur GPI-Verankerungs-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIGO Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPMRS2; PIGO
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84720
GenID	84720
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 950-1050 von humanem PIGO (NP_116023.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8TEQ8
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel