

## Anti-Pigp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P57054

Artikelnummer: CM0012902

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PIGP gerichtet ist, ein Schlüsselenzym in der GPI-Anker-Biosynthese. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für die Untersuchung der GPI-Biosynthese und neurodevelopmentaler Störungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PIGP Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | DCRC; DSRC; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 51227                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 51227                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-158 von menschlichem PIGP (NP_710148.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                               |
| SWISS             | P57054                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 18kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |