

Anti-Pigq-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Brb3

Artikelnummer: CM0020925

Einführung

PIGQ-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Richtet sich gegen PIGQ, eine Untereinheit des GPI-GnT-Komplexes, die für die Biosynthese des GPI-Ankers essenziell ist. Ideal für die Erforschung des GPI-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PIGQ-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GPI1; DEE77; EIEE77; MCAHS4; GPIBD19; c407A10.1; PIGQ
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9091
GeneID	9091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des menschlichen PIGQ (NP_683721.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BRB3
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Ice-Bag