

Anti-Pigr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01833

Artikelnummer: CM0029065



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIGR, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur mukosalen Immunität und IgA/IgM-Transzytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PIGR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIGR
Spezies	Human
Gen-ID	5284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 460-600 von humanem PIGR (NP_002635.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01833
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel