

Anti-Pigu-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H490

Artikelnummer: CM0019001



Einführung

PIGU-Kaninchen-Polyklonalantikörper (Q9H490), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-PIGU, eine Komponente der GPI-Anker-Transamidase im ER. Ideal für die Erforschung der GPI-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIGU-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	128869
Gen-ID	128869
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen PIGU (NP_536724.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H490
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku