

Anti-Pigx-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tbf5

Artikelnummer: CM0020836

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PIGX (PIG-X), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Geeignet für Studien zur GPI-Anker-Biosynthese; stabilisierende Untereinheit des Mannosyltransferase-I-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIGX-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PIG-X; PIGX
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	54965
GeneID	54965
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-220 des humanen PIGX (NP_060331.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8TBF5
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku