


Anti-Pik3C2A-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00443

Artikelnummer: CM0018803



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes PIK3C2A (PI3K-C2 α), der ein Protein von etwa 191 kDa erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Studien zur PI3K-Signalübertragung, Insulinsekretion und zum intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3C2A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5286
GeneID	5286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-200 des humanen PIK3C2A (NP_002636.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00443
Proteingewicht	191 kDa
Versand	Kühlakku