

Anti-Pik3Ca-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42336

Artikelnummer: CM0013294



Einführung

PIK3CA-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes, murines und Ratten-PIK3CA (katalytische Alpha-Untereinheit der PI3K) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Krebsforschung und die Untersuchung des PI3K/AKT-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3CA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PIK3CA
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5290
Gen-ID	5290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 401-600 des humanen PIK3CA (NP_006209.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42336
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Kühlakku