

Anti-Pik3Cg Polyclonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P48736

Artikelnummer: CM0026139



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes PIK3CG (katalytische Untereinheit von PI3K γ), validiert für IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von Immunzellsignalwegen, Entzündungen und Herzfunktion. Zuverlässiges Werkzeug für Studien zum PI3K-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3CG Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 201-330 von menschlichem PIK3CG (NP_002640.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P48736
Proteinmasse	126 kDa
Versand	Eisbeutel