

## Anti-Pik3Cg Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48736

Artikelnummer: CM0029775



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PIK3CG (PI3K gamma), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Rekombinantes Protein-Immunogen. Ideal für die Erforschung der PI3K-Signalgebung und Immunzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PIK3CG Kaninchen pAb                                              |
| Bemerkungen/Alias | PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG |
| Spezies           | Human                                                             |
| Gen-ID (Human)    | 5294                                                              |
| Gen-ID            | 5294                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                                             |
| Herkunft          | Kaninchen                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                |
| SWISS             | P48736                                                            |
| Protein-Gewicht   | 126kDa                                                            |
| Versand           | Eistasche                                                         |