

Anti-Pik3Ip1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Fe7

Artikelnummer: CM0022501

Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PIK3IP1 (HGFL), einen negativen Regulator der hepatischen PI3K-Signalübertragung. Für WB und ELISA validiert; ideal für Untersuchungen des PI3K-Signalwegs und die Entwicklung von Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3IP1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	HGFL; TriP; hHGFL(S); PIK3IP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	113791
GeneID	113791
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-160 des humanen PIK3IP1 entspricht (NP_443112.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96FE7
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel