

Monoklonaler Anti-Pik3R3/P55Pik-Antikörper Für Wb - Q92569

Artikelnummer: CM0012253

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA). Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Insulin-Signalgebung und PI3K-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3R3/p55PIK Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8503
GenID	8503
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 362-461 von menschlichem PIK3R3/p55PIK (Q92569)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92569
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eispackung