

Anti-Pik3R3/P55Pik Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Artikelnummer: CM0022102

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIK3R3/p55PIK, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Detektiert endogenes p55PIK in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an PI3K-Signalwegen und Insulinwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3R3/p55PIK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8503
GenID	8503
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92569
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel