

Monoklonaler Anti-Pik3R4/Vps15-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99570

Artikelnummer: CM0011517



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der spezifisch an humanes PIK3R4/VPS15 (p150) bindet. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Nützlich für die Erforschung von Autophagie und Endozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3R4/VPS15-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	30849
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1259-1358 des humanen PIK3R4/VPS15 (Q99570) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99570
Proteingewicht	153 kDa
Versand	Kühlakku