

Anti-Pik3R4/Vps15 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99570

Artikelnummer: CM0023009



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PIK3R4/VPS15 (p150, PI3-Kinase p150-Untereinheit). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Autophagie, endosomalem Transport und Kinase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIK3R4/VPS15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Spezies	Mensch
Gen-ID	30849
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-330 von humanem PIK3R4/VPS15 (NP_055417.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99570
Proteinmasse	153 kDa
Versand	Eispackung