


Anti-Pilra Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ukj1

Artikelnummer: CM0022506



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PILRA gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Immunregulation, den Eintritt des Herpes-simplex-Virus und die Paarrezeptor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PILRA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FDF03; PILRA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29992
GenID	29992
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-180 von menschlichem PILRA (NP_840056.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UKJ1
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel