

Anti-Pim1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P11309

Artikelnummer: CM0017805



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PIM1, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Ratte. PIM1 ist eine proto-onkogene Kinase, die für das Zellüberleben und die Proliferation kritisch ist. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIM; PIM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5292
GenID	5292
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-313 von humanem PIM1 (NP_002639.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P11309
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel