

Anti-Pim1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Artikelnummer: CM0002886



Einführung

PIM1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliche, murine, Ratten-PIM1 Kinase, ein Protoonkogen beteiligt an Zellüberleben und Proliferation, ideal für Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PIM; PIM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5292
Gen-ID	5292
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PIM1 (P11309).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11309
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel