

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Pim1-Antikörper Für Wb Und Elisa - P11309

Artikelnummer: CM0020573



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen die humane PIM1-Kinase, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes PIM1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Krebs- und Zell-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	PIM1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PIM1; PIM; Serin/Threonin-Proteinkinase pim-1
Art	Mensch
Gen-ID	5292
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 213-313 des humanen PIM1 entspricht (NP_002639.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11309
Proteingewicht	35 kDa/45 kDa
Versand	Kühlakku