

Anti-Pim1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Artikelnummer: CM0016734



Einführung

Zielt auf menschliches PIM1 (36 kDa), eine Protoonkogen-Serin/Threonin-Kinase ab. Rekombinantes Immunogen (AS 1-313). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktivität: Mensch, Maus, Ratte. Unterstützt die onkologische und zellsignalisierende Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PIM; PIM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5292
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-313 von humanem PIM1 (NP_001230115.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11309
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel