


Anti-Pim2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P1W9

Artikelnummer: CM0012074



Einführung

Der monoklonale PIM2-Kaninchenantikörper ist für WB und ELISA validiert und erkennt humanes, murines und Ratten-PIM2. Ideal zur Untersuchung proto-onkogener Signalwege, des Zellüberlebens und der Zellproliferation in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIM2-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	PIM2; Serin/Threonin-Proteinkinase Pim-2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11040
GeneID	11040
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-120 des humanen PIM2 (NP_006866.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P1W9
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku