


Anti-Pim2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9P1W9

Artikelnummer: CM0007397



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen die humane PIM2 Serin/Threonin-Proteinkinase richtet, ein Proto-Onkogen, das das Zellüberleben und die Proliferation reguliert. Geeignet für WB, IP, ELISA Anwendungen. Erkennt eine Bande von ca. 34 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIM2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PIM2; Serin/Threonin-Proteinkinase pim-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11040
GenID	11040
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem PIM2 (Q9P1W9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P1W9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel