


Anti-Pim2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P1W9

Artikelnummer: CM0019841



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das humane PIM2, eine Serin/Threonin-Kinase, die an Zellüberleben und Proliferation beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus; ~34 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11040
Gen-ID	11040
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 von humanem PIM2 (NP_006866.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P1W9
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel