

Anti-Pim3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86V86

Artikelnummer: CM0023431

Einführung

PIM3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf humanes PIM3 (pim-3), ein 36 kDa Serin/Threonin-Kinase-Protoonkogen, das an Apoptose und Tumorentstehung beteiligt ist. SWISS Q86V86.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIM3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	pim-3; PIM3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	415116
Gen-ID	415116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 247-326 von humanem PIM3 (NP_001001852.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86V86
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel