

Anti-Pimreg Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9BSj6

Artikelnummer: CM0021137

Einführung

PIMREG polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitotischen Regulation, der Chromosomensegregation und des Zellzyklusverlaufs in humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIMREG Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
Spezies	Human
GeneID (Human)	54478
GeneID	54478
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 des humanen PIMREG entspricht (NP_001182157.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9BSJ6
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel