


Anti-Pin1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9C6B8

Artikelnummer: CM0024045



Einführung

Anti-PIN1-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in *Arabidopsis thaliana*. Erkennt Auxin-Efflux-Carrier-Komponente 1 (PIN1, 67 kDa) und unterstützt Studien zum Auxin-Transport und zur Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
Spezies	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GenID	843693
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 391-480 von <i>Arabidopsis thaliana</i> PIN1 (NP_177500.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9C6B8
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel