


Anti-Pin1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13526

Artikelnummer: CM0013303



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Pin1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Pin1 bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zellzyklusregulation, Isomeraseaktivität und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pin1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5300
Gen-ID	5300
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-163 von humanem Pin1 (NP_006212.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13526
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel