


Anti-Pin1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q13526

Artikelnummer: CM0023884



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Pin1 (Peptidyl-prolyl cis-trans-Isomerase NIMA-interacting 1) für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Zellzyklusstudien und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pin1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5300
Gen-ID	5300
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-163 von humanem Pin1 (NP_006212.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13526
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel