

Anti-Pin4 (Par14/Par17) Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q9Y237

Artikelnummer: CM0023889



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PIN4 (Par14/Par17). Validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Ribosomenbiogenese und DNA-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PIN4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Spezies	Mensch
Gen-ID	5303
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-156 des humanen PIN4 (NP_006214.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y237
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel