


## Anti-Pink1-Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Bxm7

Artikelnummer: CM0030224



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humane PINK1-Kinase; validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Mitophagie, mitochondrialer Qualitätskontrolle und Parkinson-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PINK1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | BRPK; PARK6; PINK1                                                                                                           |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 65018                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 282-581 von humanem PINK1 (NP_115785.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q9BXM7                                                                                                                       |
| Protein-Gewicht   | 63kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                    |