

Anti-Pip4K2A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48426

Artikelnummer: CM0027094



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PIP4K2A, validiert für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet gegen Phosphatidylinositol-5-phosphat-4-kinase Typ 2 alpha, eine Kinase, die an Phosphoinositid-Signalgebung und Autophagie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIP4K2A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alpha; PIP4K2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5305
GenID	5305
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-350 des menschlichen PIP4K2A (NP_005019.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48426
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel