

Anti-Pip4K2B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78356

Artikelnummer: CM0027187



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Phosphatidylinositol-5-phosphat-4-Kinase Typ-2-beta (PIP4K2B), validiert für WB und ELISA, geeignet für die Untersuchung des Phosphoinositid-Stoffwechsels und der Insulinsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PIP4K2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIibeta; PIP4K2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8396
Gen-ID	8396
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-270 von humanem PIP4K2B (NP_003550.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78356
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel